


SIV – Inventário de Valores Interpessoais

| | |
|---|--|
|  | <p>O Inventário de Valores Interpessoais (SIV) avalia um conjunto de seis valores, considerados como facilitadores das relações interpessoais, assim como essenciais para a adaptação pessoal, familiar, social e profissional.</p> <p>O SIV permite avaliar seis valores pessoais: Estímulo, Conformidade, Reconhecimento, Independência, Benevolência e Liderança.</p> |
|---|--|

Ficha

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Versão: | Portuguesa |
| Autor: | Leonard. V. Gordon |
| Idades: | + 15 anos |
| Aplicação: | Individual / Colectiva |
| Duração: | +/- 15 minutos |
| Classificação: | B |

Descrição

O SIV é constituído pelas seguintes escalas:

- Estímulo
- Conformidade
- Reconhecimento
- Independência
- Benevolência
- Liderança

O SIV poderá ser utilizado em diversos contextos: aconselhamento, orientação vocacional, clínico e seleção.

A 2ª edição portuguesa do inventário, publicada em 2010, apresenta TABELAS DE NORMAS ATUALIZADAS.

Normas

A tipificação portuguesa utiliza a escala percentílica e a escala típica de eneatis (estatinos). Tabelas de normas disponíveis:

Amostra de Adolescentes:

- Amostra Total
- Por Sexo

Amostra de Adultos:

- Amostra Total
- Por Sexo

Nota: Para a amostra de adultos são fornecidos dados estatísticos (i.e., média, mediana, desvio-padrão, Percentis 25, 50 e 75) para as seguintes variáveis:

Escolaridade (1º ciclo do ensino básico, 2º e 3º ciclo do ensino básico, ensino secundário, ensino superior);
 Grupo profissional - segundo a Classificação Nacional de Profissões (Quadros superiores, Especialistas das profissões intelectuais e científicas, Técnicos e profissionais de nível intermédio, Pessoal administrativo e similares, Pessoal dos serviços e vendedores, Operários e artificies).

Correcção

Correcção Online_Licença de Utilização da plataforma TP Online by Cegoc

Material

O teste SIV é constituído pelo seguinte material:

- Manual Técnico
- Caderno de Aplicação
- Folhas de Resposta